




Anti-CCP: Wichtigster serologischer Marker der rheumatoiden Arthritis




Vergleich ACPA-ELISA

Hersteller	Sensitivität bei 98,5% Spezifität
EUROIMMUN ¹	73%
Hersteller A ¹	70%
Hersteller B ¹	74%
Hersteller C ²	62%
Hersteller D ²	44%
Hersteller E ²	67%

¹ Original-CCP2-Antigen; ² Kein Original-CCP2-Antigen (MCV, citrulliniertes IgG o.a.)

Bizzarro et al., Clin Chem 53:8, 2007



- **Hochspezifisch (>98%)**
- **Frühzeitige RA-Diagnose**
- **Prognose für weiteren Verlauf der RA**
- **Zuverlässige Ergebnisse dank **Original-CCP2-Antigen*****

* patentiert nach W.J. v. Venrooij, s. Tabelle

Mehr Informationen und weitere Produkte für die serologische Diagnostik der rheumatoiden Arthritis finden Sie unter:

<https://www.euroimmun.de/de/produkte/autoimmundiagnostik/id/rheumatologie/rheumatoide-arthritis/>

